


# happybrush®



## ECO VIBE 3

### SCHALL-ZAHNBÜRSTE

SONIC TOOTHBRUSH | Brosse à dents sonique  
CEPILLO DE DIENTES SÓNICO | SPAZZOLINO DA DENTI SONICO

# DE HALLO, ICH BIN HAPPYBRUSH!

## LEISTUNGSSTARKER POWER-AKKU

Mein Power-Akku (Li-Ion)  
begleitet dich bis zu 6 Wochen  
auf deinen Abenteuern.

## 100% RECYCELTES MATERIAL

Mein Handstück- und  
Ladestation-Gehäuse bestehen  
aus 100% recyceltem Material.

## 3 INDIVIDUELLE REINIGUNGS-MODI

NORMAL: Gründliche und effektive  
Reinigung

SENSITIV: Schonende Reinigung  
empfindlicher Zähne

POLIEREN: Spezielles Polieren  
einzelner Zähne

## KOMPAKTE LADESTATION

Mit meinem praktischen USB-C  
Kabel kannst du mich an vielen  
Orten aufladen.

## HOCHWERTIGE BORSTEN

Ich habe 3-fach gedrehte  
Borsten, die deine Zähne durch  
ihre besondere Oberfläche  
verwöhnen. Und meine Indikator-  
borsten zeigen den richtigen  
Zeitpunkt zum Wechseln an.

## EFFEKTIVE SCHALL-TECHNOLOGIE


Meine Schall-Technologie sorgt  
mit bis zu 40.000 Vibrationen  
für eine effektive und sanfte  
Reinigung.

## INTEGRIERTER 2-MINUTEN-TIMER

Damit du deine Quadranten  
gleichmäßig putzt, erinnere  
ich dich alle 30 Sekunden zu  
wechseln.

## PRAKTISCHE „LOCK“-FUNKTION

Du kannst mich für die Reise  
einfach „verriegeln“ (5 Sekunden  
Power-Knopf).



# SICHERHEITSHINWEISE

## SYMBOLERKLÄRUNG



Sicherheitshinweise:  
Aufmerksam durchlesen und  
daran halten, um Personen-  
und Sachschäden zu  
vermeiden.



Nur für den Innenraum  
geeignet



USB-Eingang



Bedienungsanleitung  
lesen



Gerät gemäß  
WEEE-Richtlinie  
entsorgen.

- Verwende dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
- Die Ladestation ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Die Ladestation vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Nur benutzen, wenn die Ladestation,

und das Netzkabel keine Schäden aufweisen!

- Wenn die elektrische Zahnbürste, die Ladestation oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Verwende die Zahnbürste nur mit zugehöriger Ladestation.
- Warnung! Verwenden Sie zum Laden der Zahnbürste nur einen zertifizierten SELV-Netzstecker mit einer Ausgangsspannung von 5 V und 1 A. Zum sicheren Laden in feuchter Umgebung (z.B. im Badezimmer) nur einen spritzwassergeschützten Netzstecker der Schutzklasse IPX4 verwenden. Die Verwendung eines nicht zertifizierten Netzsteckers kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen.



### Gefahr vor Stromschlag durch Wasser!

- Die Ladestation und das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese Komponenten nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Die Ladestation nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- Sollte die Ladestation ins Wasser fallen, sofort die Stromzufuhr unterbrechen. Nicht versuchen, die Ladestation aus dem Wasser zu ziehen, während sie am Stromnetz angeschlossen ist!
- Die Ladestation, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten Händen

berühren, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.



### Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Netzkabel so verlegen, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn während des Ladens ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Beim Herausziehen aus der Steckdose immer am Netzstecker und nie am Netzkabel ziehen!



### Warnung vor Brand!

- Das Gerät nicht in Räumen verwenden, in denen sich leichtentzündlicher Staub oder giftige sowie explosive Dämpfe befinden.
- Die Ladestation während des Ladens nicht abdecken.



### Der richtige Umgang mit Batterien (Akkus)

- Sollte der Akku ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Der Akku darf nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.

## VORBEREITUNG UND ANLEITUNG

### LADEN

1. Stecke den Stecker des an der Ladestation angeschlossenen USB-C Kabels an einen geeigneten Netzstecker (5V 1A).
2. Stelle deine happybrush mittig auf die Ladestation. Ein vollständiges Aufladen des Akkus dauert ca. 10 Stunden. Der erste Ladevorgang sollte 24 Stunden dauern. Eine pulsierende LED-Leiste zeigt den Ladevorgang an. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn alle LEDs dauerhaft leuchten. Das Erwärmen des Griffs und der Ladestation während des Aufladens ist ganz normal.

Wichtig: Der Ladevorgang erfolgt über Induktion und kann durch metallische Gegenstände in der Nähe der Ladestation beeinträchtigt werden. Bitte halte einen Mindestabstand von 10cm zwischen Ladestation und metallischen Gegenständen ein.


### AUFSTECKBÜRSTE

Stecke die Aufsteckbürste auf den Metallstab des Griffs, bis sie fest sitzt.

### PUTZANLEITUNG


1. Befeuchte meine Borsten mit etwas Wasser und trage am besten happybrush Zahnpasta auf. Jetzt kann's auch schon losgehen!
2. Setze meinen Bürstenkopf in einem 45-Grad-Winkel an deine Zähne an und führe mich mit streichenden Bewegungen und nur leichtem Druck vom Zahnfleisch aus über deine Zähne.
3. Beginne am Ende deines oberen Zahnbogens und führe mich dann erst außen, dann innen über deine Zähne. Wiederhole dasselbe für deinen unteren Zahnbogen.
4. Der integrierte Quadrantentimer gibt dir alle 30 Sekunden ein kurzes Signal (1x Vibration), damit du weißt, wann es Zeit ist zu wechseln.
5. Deine Kauflächen reinigst du mit Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Nach 2 Minuten ist der reguläre Putzzyklus vorbei. Deine happybrush gibt dir dann ein etwas längeres Signal (2x Vibration). Nun kannst du Bereiche mit Verfärbungen polieren.

## FUNKTIONSWEISE



### AUFLADEN

Meine 4 LEDs pulsieren während des Aufladens. Wenn alle LEDs leuchten, bin ich vollständig geladen.



### LOS GEHT'S

Starte mich über den Power-Knopf und wechsel ganz einfach den Modus durch weiteres Drücken (innerhalb von 5 Sekunden).




### HAU AUF DEN PUTZ

Ich vibriere alle 30 Sekunden, damit du deine 4 Quadranten gleichmäßig verwöhnst. Pausieren oder stoppen kannst du über Drücken meines Power-Buttons, meine LEDs leuchten dann hoch und runter.



### SCHON VORBEI

Nach 2 Minuten vibriere ich zweimal kurz. Du kannst natürlich danach noch weiterputzen. Sollte mein Akkustand unter 10 Prozent sein, dann blinkt meine unterste LED nach dem Ausschalten.



### UNTERWEGS

Meinen Ladestand zeige ich dir durch 2-sekündiges Drücken des Power-Buttons an. Und wenn du 5 Sekunden drückst, kannst du mich für die Reise „verriegeln“.

# REINIGUNG

## GRIFF

- 1. Nimm die Aufsteckbürste ab und spüle den Metallstab mit warmem Wasser ab. Drücke bitte nicht mit scharfkantigen Gegenständen auf die Dichtung um den Metallstab, da diese dadurch beschädigt werden kann.
- 2. Jetzt einfach den Griff mit einem trockenen Tuch abwischen.

## AUFSTECKBÜRSTE

- 1. Spüle die Aufsteckbürste und die Borsten nach jedem Gebrauch unter fließendem Wasser ab. Danach einfach das Wasser aus der Aufsteckbürste leicht ausschütteln.
- 2. Nimm die Aufsteckbürste vom Griff und spüle die Verbindung zwischen Griff und Aufsteckbürste mit warmem Wasser ab.
- 3. Verwende alle 2-3 Monate eine neue Aufsteckbürste für optimale Ergebnisse. Die Wechsel-Indikatorborsten zeigen dies an: Einfach wechseln, wenn das Lächeln verblasst.

## LADESTATION

- 1. Ziehe vor der Reinigung der Ladestation das USB-C Kabel oder den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2. Jetzt die Ladestation mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.

Wichtig: Der Griff, die Aufsteckbürsten und die Ladestation dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Tauche die Ladestation auch nicht ins Wasser. Verwende bitte keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer und dergleichen.

# ENTSORGUNG

## RECYCLING

Die Umwelt liegt uns sehr am Herzen. Sollte deine happybrush einmal nicht mehr benutzt werden können, darf sie nicht in den normalen Hausmüll.



Bitte beachte, dass deine happybrush einen integrierten Li-Ionen-Akku enthält. Bringe deine happybrush umweltgerecht zu einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen sind bei der örtlichen Gemeindeverwaltung erhältlich.

Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Wird das Gerät entsorgt, darf der integrierte Akku nur durch qualifiziertes Fachpersonal entfernt werden. Außerdem sind die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung zu beachten.

Du kannst deine happybrush nach Gebrauch auch an uns direkt zurücksenden und wir kümmern uns um eine fachgerechte Entsorgung. Bitte melde dich hierzu einfach bei [support@happybrush.de](mailto:support@happybrush.de)

# HINWEISE ZU MÖGLICHEN STÖRUNGEN

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Deine happybrush startet nicht	Der Akku deiner happybrush ist nicht geladen.  Der Travel-Lock (Reisesicherung) ist aktiviert.	Lade deine happybrush auf. Der Ladestand kann vor der ersten Nutzung variieren. Vor der ersten Nutzung ca. 24 Stunden aufladen.  Halte den Power-Knopf für 5 Sekunden gedrückt, um den Travel-Lock zu lösen oder stelle deine happybrush auf die Ladestation.
Die Reinigungsleistung deiner happybrush lässt nach	Deine happybrush ist nicht voll aufgeladen.  Zu lange Nutzung der Aufsteckbürste.	Lade deine happybrush auf. Der Ladestand kann vor der ersten Nutzung variieren. Vor der ersten Nutzung ca. 24 Stunden aufladen.  Wir empfehlen, die Aufsteckbürsten regelmäßig (alle 2-3 Monate) zu wechseln.
Die LEDs zeigen den Ladevorgang nicht an.	Ladestation ist nicht angeschlossen.  Die happybrush sitzt nicht richtig auf der Ladestation.	Überprüfe, ob dein Kabel richtig per USB-C oder mit dem Netzstecker verbunden ist und ob der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt.  Stell deine happybrush mittig auf die Ladestation.
Deine happybrush schaltet sich während des Zähneputzens aus.	Der Akku kann komplett entladen sein.	Lade deine happybrush nochmal bis zu 24 Stunden auf.
Deine happybrush ist lauter als gewöhnlich.	Deine Aufsteckbürste muss gewechselt werden oder hat einen Defekt.	Wechsel deine Aufsteckbürste.

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Die Aufsteckbürste passt nicht auf die happybrush.	Du nutzt die falsche Aufsteckbürste.	Achte beim Kauf der Aufsteckbürsten auf den Namen ECO VIBE 3 oder 3+
	Das Innenteil der alten Aufsteckbürste steckt noch auf dem Metallstift.	Löse das Innenteil vorsichtig vom Metallstift deiner happybrush.

## HINWEISE ZUM BÜRSTENNACHKAUF

Keine Sorge, wir haben immer Nachschub für dich! Deine passende Aufsteckbürste findest du entweder bei dem Handelspartner, bei dem du bisher deine happybrush Produkte gekauft hast oder in unserem Online-Shop – dort findest du auch eine Übersicht aller Verkaufsstellen. Achte beim Kauf der Aufsteckbürsten auf den Produktnamen ECO VIBE 3 oder 3+. Wir empfehlen, die Aufsteckbürsten regelmäßig (alle 2-3 Monate) zu wechseln, um eine gründliche und hygienische Reinigung sicherzustellen.



### Nachschub benötigt?

QR Code scannen oder unter [www.happybrush.de](http://www.happybrush.de)

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Akku	3.7V  1200 mAh (Li-Ion)
Input	5V  1A
Schutzgrad	IPX7
Vibrationen	Normal: 25.000 pro Minute Sensitiv: 30.000 pro Minute Polieren: 30.000-40.000 pro Minute
Typ	HBV3
Timer	4-Quadranten-Timer (alle 30 Sekunden)
Betriebsdauer	ca. 6 Wochen bei 2 x 2 Minuten am Tag
Ladezeit	Bei der ersten Aufladung 24 Stunden, danach 10 Stunden



Durch die CE-Kennzeichnung bestätigen wir, dass das Produkt den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien entspricht.

## GARANTIEKARTE

Wir übernehmen für deine happybrush eine Garantie von 1 Jahr ab Erstkaufdatum. Tritt innerhalb der 1-Jahres-Garantie ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird happybrush das Gerät reparieren oder ersetzen.

Als Garantie- sowie Eigentumsnachweis ist der Originalkaufbeleg (Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung) an uns zu senden. Der Beleg muss das Kaufdatum, deinen Namen sowie die vollständige Typenbezeichnung des Geräts enthalten. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer des Geräts. Verkauft du als Erstkäufer das Gerät an einen Zweitkäufer weiter, ist diese Garantie nicht auf den Zweitkäufer übertragbar.

Sämtliche Ansprüche aus dieser Garantie (das umfasst sowohl den primären Garantieanspruch selbst als auch möglicherweise entstehende Sekundäransprüche nach einer Reparatur oder einem Austausch) unterliegen einer Verjährungsfrist von 12 Monaten. Die Verjährungsfrist des primären Garantieanspruchs beginnt ab Kenntnis bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis des Mangels. Die Verjährungsfrist der Sekundäransprüche beginnt mit Ablieferung des reparierten oder ausgetauschten Geräts.

Der Austausch des Produkts kann sowohl in dasselbe als auch in ein mindestens vergleichbar ausgestattetes Modell erfolgen. Der Austausch oder die Reparatur des Produkts begründet keine neue Garantie.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Geräte oder Geräteteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und somit als Verschleißteile angesehen werden können. Die Garantie verfällt, wenn das Gerät beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder nicht gewartet wurde. Reparaturen dürfen nur von der happybrush GmbH durchgeführt werden. Für eine sachgemäße Verwendung des Geräts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Wichtig: Die Garantieleistung und Garantiedauer auf bestimmten Geräte und Materialien kann von den hier dargestellten abweichen. Diese Garantieeinschränkungen haben keinerlei Auswirkungen auf den gesetzlichen Anspruch auf Gewährleistung. Die folgenden Geräteteile unterliegen nicht den Bedingungen der Garantie: Aufsteckbürsten; Schäden durch Missbrauch, falsche Benutzung, Fahrlässigkeit oder Produktveränderungen; normale Abnutzungserscheinungen wie abgeschlagene Stellen, Kratzer, Abschürfungen, Verfärbungen oder Verblassen.

## SUPPORT

happybrush GmbH  
Lindwurmstr. 76  
80337 München

Hotline: 089 24412635  
E-Mail: [support@happybrush.de](mailto:support@happybrush.de)  
Web: [www.happybrush.de](http://www.happybrush.de)

# EN HELLO, I'M HAPPYBRUSH!

## HIGH-PERFORMANCE POWER BATTERY

My power batter (Li-Ion) will accompany you on your adventures for up to 6 weeks.

## 100% RECYCLED MATERIAL

My handle and charging station housing are made from 100% recycled material.

## CUSTOM CLEANING MODES

NORMAL: Thorough and effective cleaning

SENSITIVE: Gentle cleaning of sensitive teeth

POLISH: Special polishing of individual teeth

## COMPACT CHARGING STATION

You can charge me in many places with my practical USB-C cable.

## HIGH-QUALITY TRIPLE BRISTLES

I have triple-twisted bristles which pamper your teeth with their special surface. My indicator bristles show when it is time to replace your brush head.

## EFFECTIVE SONIC TECHNOLOGY


My sonic technology ensures effective and gentle cleaning with up to 40,000 vibrations.

## INTEGRATED 2 MINUTE TIMER

My integrated 2-minute quadrant timer alerts you every 30 seconds to change your brushing zone.

## PRACTICAL "LOCK" FUNCTION

You can simply "lock" me when you travel (5 second power button).



# SAFETY INSTRUCTIONS

## EXPLANATION OF SYMBOLS



Safety instructions: Read through these carefully and follow them to prevent personal injury and damage to property.

 For indoor use only



USB output



Read operating instructions



Dispose of the device according to the WEEE directive.

- This device may only be used for its intended purpose of tooth cleaning and oral care. Commercial use is excluded.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
- Children shall not play with the appliance.
- The charging station must always be disconnected from the mains power when left unattended and before cleaning it.
- Always check the charging station for damage before putting it into operation. Only use it if the charging station and

the mains cable have no signs of damage!

- If the electric toothbrush, the charging station or the mains cable of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service department or a similarly qualified person (e.g. specialist workshop) in order to avoid any hazards. This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- Only use the toothbrush with the provided charging station.
- Warning: Only use a certified safety extra-low voltage (SELV) mains plug with an output voltage of 5V and 1A to charge the toothbrush. For safe charging in a damp environment (e.g. in the bathroom), only use a splash-proof mains plug with protection class IPX4. The use of a non-certified mains plug can lead to danger or serious injury.



### **Danger of Electric Shock from Water!**

- Never immerse the charging station or mains cable in water or other liquids and ensure that these components cannot fall into water or become wet.
- Use the charging station only in closed rooms.
- Should the charging station fall into water, cut off the power supply immediately. Never attempt to pull the charging station out of the water while it is still connected to the mains power!
- Never touch the charging station, mains cable or mains plug with wet hands when these components are connected to the mains power.





## Risk of Damage to Material and Property

- Position the mains cable in such a way that it does not become squashed or bent and does not come into contact with hot surfaces.
- Remove the mains plug from the plug socket if a fault occurs during charging or before a thunderstorm.
- When you pull it out of the plug socket, always pull on the mains plug and never the mains cable!



## Warning of fire!

- Do not use the device in rooms containing easily ignitable dust or poisonous and explosive fumes.
- Do not cover the charging station during charging.



## The Proper Handling of the Battery

- If the battery has leaked, do not allow your skin, eyes and mucous membranes to come into contact with the battery acid. If you touch battery acid, rinse the affected area with abundant fresh water immediately and contact a doctor as soon as possible.
- The battery must not be taken apart, thrown into a fire, immersed in liquids or short-circuited.

# PREPARATION AND INSTRUCTIONS

## CHARGING

1. Connect the plug of the USB-C cable to a suitable mains plug (5V 1A).
2. Place your happybrush onto the charging station. A complete charge of the battery takes approx. 10 hours. The first charge should take 24 hours. A pulsating LED bar indicates that charging is in progress. Charging is complete when all the LEDs light up permanently. It is normal for the handle to become warm during charging.

Important: Charging occurs via induction and can be affected by metallic objects near the charging station. Keep at least 10 cm between the charging station and any metallic objects.


## BRUSH HEADS

Insert the brush head onto the metal tip of the handle until it sits firmly.

## BRUSHING INSTRUCTIONS

1. Moisten my bristles with a bit of water and then apply toothpaste - happybrush toothpaste works best. Now you can start brushing!
2. Place my brush head at a 45-degree angle to your teeth and guide me over your teeth with stroking movements and only light pressure on the gums.
3. Start at the end of your upper dental arch and then run me over the outside of your teeth, then the inside. Repeat the same for your lower dental arch.
4. The integrated quadrant timer gives you a short signal every 30 seconds (1x vibration) so that you know when it's time to change the brushing zones.
5. Clean your chewing surfaces with forward and backward movements. After 2 minutes, the regular brushing cycle is over. Your happybrush will then give you a slightly longer signal (2x vibration). You can now polish areas with discolouration.

## MODE OF OPERATION



### CHARGING

My 4 LEDs pulsate during charging. If all the LEDs are lit up, it means I am fully charged.



### READY, SET...

Use the power button to start me and change operating modes simply by pressing the button again (within 5 seconds).



### GO!

I vibrate every 30 seconds so that you can equally brush your 4 quadrants.. You can pause or stop me by pressing my power button. My LEDs will then light up and down.



### ALREADY DONE

After 2 minutes, I make two brief vibrations. You can keep on brushing if you want. My bottom LED flashes after switching off when my battery level drops below 10 percent.



### ON THE ROAD

You can read my battery level by pressing the power button for 2 seconds. And if you press the power button for 5 seconds, I'll "lock" for travel.

# CLEANING

## HANDLE

1. Take the brush head off and rinse the metal tip with warm water. Please do not try to clean around the seal of the metal tip with a sharp object because it could damage the seal.
2. Now, simply wipe the handle with a dry cloth.

## BRUSH HEAD

1. Rinse the brush head and bristles under running water after every use. Then just shake excess water off the brush head.
2. Remove the brush head from the toothbrush and clean the connection between the handle and the brush head with warm water.
3. Use a new brush head every 2-3 months for best results. The indicator bristles will tell you when: Simply change it when the smile fades.

## CHARGING STATION

1. Remove the plug from the mains socket before cleaning the charging station.
2. Then wipe the charging station with a slightly damp cloth.

Important: The handle, the brush heads, and the charging station are not to be cleaned in the dishwasher. Do not submerge the charging station in water. Do not use abrasive cleaning agents. Also do not try to clean the charging station with any kind of sharp metallic object or nylon bristles.

# DISPOSAL

## RECYCLING

The environment is very important to us. When you no longer use your happybrush, do not throw it in with your normal household waste.



Please note that your happybrush contains an integrated Li-ion rechargeable battery. Dispose of your happybrush at a recycling centre for used electrical and electronic devices. More information is available from your local authorities.

To protect the environment, non-rechargeable and rechargeable batteries must not be disposed of with normal household waste, but must be taken to suitable collection points. If the device is disposed of, the integrated battery may only be removed by qualified specialists. Also note the relevant statutory regulations governing the disposal of batteries.

You can also return your happybrush directly to us after use and we will take care of its proper disposal. Please simply contact us at [support@happybrush.de](mailto:support@happybrush.de)

# NOTES ON POSSIBLE FAULTS



PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Your happybrush does not start	The battery of your happybrush is not charged.	Charge your happybrush. The charge level may vary before the first use. Charge for approx. 24 hours before first use.
	The travel lock is activated.	Press and hold the power button for 5 seconds to release the travel lock or place your happybrush on the charging station.
The cleaning performance of your happybrush decreases	Your happybrush is not fully charged.	Charge your happybrush. The charge level may vary before the first use. Charge for approx. 24 hours before first use.
	The brush head has been used for too long.	We recommend changing the brush heads regularly (every 2-3 months).
The LEDs do not indicate the charging process.	Charging station is not connected.	Check that your cable is correctly connected via USB-C or to the mains plug and that the mains plug is correctly inserted into the socket.
	Your happybrush is not placed correctly on the charging station.	Place your happybrush in the centre of the charging station.
Your happybrush switches itself off while you are brushing your teeth.	The battery may be completely discharged.	Recharge your happybrush for up to 24 hours.
Your happybrush is louder than usual.	Your brush head needs to be replaced or is defective.	Change your brush head.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The brush head does not fit on the happybrush.	You are using the wrong brush head.	Look out for the name ECO VIBE 3 or 3+ when buying the brush heads
	The inner part of the old brush head is still attached to the metal pin.	Carefully detach the inner part from the metal pin of your happybrush.

## NOTES ON THE PURCHASE OF BRUSH HEADS

Don't worry, we always have supplies for you! You can find the right brush head for you either at the retail partner where you previously purchased your happybrush products or in our online shop, where you will also find an overview of all sales outlets. Look out for the product name ECO VIBE 3 or 3+ when buying the brush heads. We recommend changing the brush attachments regularly (every 2-3 months) to ensure thorough and hygienic cleaning.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Battery</b>	3.7V  1200 mAh (Li-Ion)
<b>Input</b>	5V  1A
<b>Protection level</b>	IPX7
<b>Vibrations</b>	Normal: 25.000 per minute Sensitive: 30.000 per minute Polishing: 30.000-40.000 per minute
<b>Type</b>	HBV3
<b>Timer</b>	4-quadrants timer (every 30 seconds)
<b>Operation time</b>	approx. 6 weeks at 2 x 2 minutes per day
<b>Charging time</b>	Charge for 24 hours the first time, thereafter 10 hours



The CE label on this product is our way of confirming that it complies with the valid, product-specific European guidelines.

## WARRANTY

Your happybrush comes with a 1 year warranty as of the date of purchase. If defects of material or function should occur during the 1 year warranty period, we will repair or replace your happybrush.

The original proof of purchase (original receipt or payment confirmation) is to be sent to us as the warranty and proof of ownership. The receipt must show the date of purchase, your name and the full product type description of the device. The warranty applies only to the original purchaser. Should the device be sold to a second buyer, the warranty is no longer valid.

All claims from this warranty (which includes both the primary claim as well as any secondary claims after a repair or a replacement) are subject to a 12 month limitation period. The limitation period for the primary warranty starts from the moment the defect is known or gross negligent ignorance of the defect. The limitation period for secondary claims begins with the delivery of the repaired or replaced product.

The product may be replaced with the same model or a comparably equipped model. The replacement or repair of the product does not justify a new warranty. The warranty does not apply to devices or device parts subject to normal wear and tear and thus viewed as wear parts. The warranty is void if the device has been damaged, not used properly or not maintained properly. Repairs may only be done by happybrush GmbH. To ensure proper utilization of the device, all of the instructions which are listed in the operating instructions must be complied with precisely. Using it and handling it in ways that are not recommended in the instructions or for which warnings exist are to be absolutely avoided.

Important: The warranty and warranty period for specific devices and materials can differ from those shown here. These warranty restrictions have no impact on the statutory claim to warranty. The following device parts do not fall under the guarantee: Brush heads; damage due to misuse, wrong use, negligence or changing the product; normal wear and tear such as chipped spots, scratches, abrasions, discolourations or fading.

## SUPPORT

happybrush GmbH  
Lindwurmstr. 76  
80337 Munich

Hotline: +49 (0)89 24412635  
Email: [support@happybrush.com](mailto:support@happybrush.com)  
Web: [www.happybrush.com](http://www.happybrush.com)